

Актеры	Пользователь приложения, AI-агент анализа самочувствия
Предусловие	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пользователь зарегистрирован и авторизован в приложении.</li> <li>- Приложение имеет доступ к базе данных записей самочувствия.</li> <li>- AI-агент обучен и готов к выдаче рекомендаций.</li> </ul>
Ограничения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ввод данных о самочувствии возможен только один раз за календарные сутки.</li> <li>- AI-агент формирует персональные рекомендации только при наличии минимум трёх записей за последние 7 дней.</li> <li>- В случае отсутствия интернет-соединения записи сохраняются локально и передаются при восстановлении связи.</li> </ul>
Триггер	Пользователь инициирует процесс, открыв экран «Дневник настроения» и нажав кнопку «Ввести запись».
Основной сценарий	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система отображает форму ввода данных с полями “Как дела?”, “Симптомы”, “Дополнительные заметки”</li> <li>2. Пользователь заполняет поля и подтверждает ввод.</li> <li>3. Система сохраняет запись в базе данных.</li> <li>4. AI-агент инициирует анализ: сопоставляет новые данные с историей самочувствия пользователя.</li> <li>5. AI-агент формирует набор персонализированных рекомендаций (например: «Рекомендуется увеличить продолжительность сна на 1 час», «Добавьте 20 минут прогулки на свежем воздухе»).</li> <li>6. Система отображает рекомендации в структурированном виде на отдельном экране</li> <li>7. Пользователь просматривает рекомендации.</li> </ol>
Альтернативный сценарий	<p><b>Недостаточно данных для персонального анализа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI-агент фиксирует, что менее трёх записей за последние 7 дней.</li> <li>- Система уведомляет пользователя: «Для точных рекомендаций введите данные минимум 3 дня подряд»</li> <li>- Отображается общий совет (например: «Соблюдайте регулярный сон»).</li> <li>- Переход к шагу 7 основного сценария.</li> </ul>
Исключительный сценарий	<p><b>Ошибка сохранения данных</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Система фиксирует сбой (например, отсутствие сети или ошибка сервера).</li> <li>- Отображает уведомление: «Не удалось сохранить запись. Запись будет сохранена локально и передана при восстановлении соединения</li> </ul> <p>Результат :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Данные о самочувствии сохранены локально</li> </ul>
Критерий успеха:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Данные о самочувствии сохранены.</li> <li>- Пользователь получил рекомендации либо уведомление о недостаточности данных.</li> </ul>